



Instructions
Gebrauchsanleitung
Інструкції
Istruzione

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Реагенти
Reagenti



FLEXI TESTER
FTS102

FTS102

Гіпохлорид Натрію
(2 - 18 %)

TbsHAFG
Acidifying GP Rapid

TbsPCLHR
Хлор HR (KI) Photometer



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

GB CAUTION!

Reagents for water-analysis only! Do not eat! Keep away from children! Store cool and dry! Clean tester properly before testing!

F Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

UA Обережно!



Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу! Зберігати в сухому і прохолодному місці! Ретельно очистити тестер перед тестуванням!

I Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua! Non ingerire! Tenere fuori dalla portata dei bambini! Mantenere in luogo asciutto e fresco. Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

DE Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen! Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



<p>1</p> <p>5 мл Дистильованої Води G1</p>	<p>2</p> <p>95 мл Дистильованої Води G1</p>	<p>3</p> <p>G1</p>	<p>4</p> <p>1 мл G1</p>	<p>5</p> <p>1 мл G2!</p>
<p>6</p> <p>95 мл Дистильованої Води G2!</p>	<p>7</p> <p>G2</p>	<p>8</p> <p>2 x 10 мл G2!</p>	<p>9</p> <p>Хлор НР(К) 1 x Photometer</p>	<p>10</p> <p>Розчиніть таблетку ПОВНІСТЮ!</p>
<p>11</p> <p>Acidifying GP 1 x Порошок</p>	<p>12</p>	<p>13</p> <p>13: Встаєє FTS 102 с трійку Гіпохлорід Натрію 2 - 18 %</p>	<p>14</p>	<p>Без мікробіо засобу!</p> <p>Чистити ретельно!</p>